

2.5Hz
Fréquence de
répétition

SOLUTis™

Laser SLT



Glaucome

SOLuTis™

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



SOLUTIS SPÉCIFICATIONS

Source laser :	Nd:YAG Q-Switché, doublé en fréquence
Longueur d'onde :	532 nm
Energie :	0,2 à 2 mJ
Temps d'impulsion :	4 ns
Fréquence de répétition :	Jusqu'à 2,5 Hz
Mode d'émission :	Pulse simple
Faisceau de visée :	650 nm
Niveaux de grossissement :	Selon le modèle de la lampe à fente
Refroidissement :	Air
Dimensions (H x L x P) :	Laser : 35 x 15 x 7 cm Alimentation : 31 x 34 x 8 cm
Poids :	Laser : 1,9 kg Alimentation : 5,7 kg
Alimentation électrique :	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Compatibilité lampe à fente :	Lampe à fente Quantel Medical, Haag-Streit 900 BM & BQ et copies

MODÈLES DISPONIBLES

- SoLuTis (incluant laser et alimentation)
- SoLuTis, configuration complète (incluant laser, alimentation, table et lampe à fente)
- SoLuTis pour Optimis II (Combo SLT / YAG)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

©2015. Quantel Medical, SoLuTis est une marque déposée de Quantel Medical. Tous droits réservés.

www.quantel-medical.com

Conçu et fabriqué par **Quantel Medical** en France

Siège Social
Quantel Medical
11, rue du Bois Joli - CS40015
63808 Cournon d'Auvergne – FRANCE
Tel: +33 (0)4 73 745 745
Fax: +33 (0)4 73 745 700
E-mail: contact@quantel-medical.fr

Amérique du Nord
Quantel USA
601 Haggerty Lane
Bozeman, MT 59715 – USA
Tel: +1 877 782 6835
Fax: +1 406 522 2005
E-mail: info@quantelmedical.com

Bureaux
Thaïlande, Chiang Mai
Brésil, Rio De Janeiro

Quantel
medical

